

Hacer nuestros gel hidroalcohólico



Como lo dijemos en el primer artículo, es necesario lavarse las manos y para eso, con la clase de dnl hemos fabricado gel hidroalcohólico

Para eso es necesario tener:
-agua oxigenada
-glicerina
-etanol
Y agua destilada



Y es necesario tener también :

- un vaso de precipitado
- un embudo
- una probeta
- una pipeta volumétrica
- una cucharilla

y para terminar un agitador magnético



Para comenzar, pongamos 104ml de etanol en vaso de precipitado y añadimos 5ml de agua oxigenada y la 2ml de glicerina.Después, mezclado con El agitador magnético.Para terminar, pusimos :14ml de agua destilada en la mezcla.



Y trasvasamos el gel Hidroalcohólico en nuestras botellas.



Clara
y Léna